

Starlight® Protect Plus-Evo



Qualität verbindet – Werte entscheiden.

HMV: 99.17.01.0006

Der Starlight® Protect Plus-Evo baut ebenso auf den Erfahrungen mit dem Starlight® Protect bzw. Protect Plus auf. Die Hinterkopfpartie ist großflächig mit doppelt geklebtem High-Tech-Schaum ausgestattet. Der Schaum ist an die ergonomische Form des Hinterkopfes angepasst. Der vorgeformte Hinterkopfbereich bietet noch mehr Schutz, insbesondere für Nutzer, die durch eine unkontrollierte Fallrichtung gefährdet sind. Auftretende Schlag- und Stoßkräfte werden optimal aufgenommen und verteilt.

Die runde Schnittform der Ohrriemen garantiert einen optimalen Sitz des Kinnriemens. Der Kinnriemen kann durch seine freie Beweglichkeit auf dem Ohrriemen leicht an die Kopfform des Nutzers angepasst werden. Hierdurch wird der perfekte Sitz des Kopfschutzes garantiert.

Die Schutzwirkung im oberen Kopfbereich wird durch Längs- und Querstreben aus stoßabsorbierendem Hightech-Schaum erreicht.

Die Stirnschutzstärke liegt bei ca. 3 cm.

Wie bei den anderen Protect-Modellen bieten wir auch hier verschiedene individuelle Optionen an (alternative Oberseite, Ohrschutz).

Wählen Sie zwischen verschiedenen Lederfarben – auch für das farbige Leder gelten unsere hohen Qualitätsansprüche!

Das für die Innenauskleidung verwendete Kalbsleder ist anperforiert. Dadurch ist es atmungsaktiv, wärme- und feuchtigkeitsregulierend und sehr hautfreundlich.



Kopfschutz Starlight® Protect Plus-Evo. Die runden Ohriemen ermöglichen einen optimalen Sitz des Kinnriemens.

Technische Daten

Starlight® Protect Plus-Evo	
Stirnschutzstärke	3,0 cm
Kopfumfang	Bitte angeben*
Füllung	Hightech Schaum
Außenmaterial	Leder
Futter	Anperforiertes Kalbsleder
Produktgewicht (Basismodel)	ca. 250 g

Aus produktionstechnischen Gründen ist eine Untergröße mit 48 cm Kopfumfang nicht möglich.



Starlight® Protect Plus-Evo - der Hinterkopfbereich ist großflächig mit doppelt geklebte, an die Kopfform angepassten Hightech-Schaum geschützt.



Starlight® Protect Plus-Evo - 3/4 Ansicht




Starlight® Protect Plus-Evo mit Ohrschutz - seitliche Ansicht

Modelle / Zubehör

**Starlight® Protect Plus-
Evo Basismodell**

Artikelnummer: 5783-...




**Starlight® Protect Plus-
Evo Basismodell**

Artikelnummer: 5783-...

**...mit alternativer
Oberseite**

Artikelnummer: 5788-...




...mit alternativer

Oberseite

Artikelnummer: 5788-...

...mit Ohrschutz

Artikelnummer: 5785-...



...mit Ohrschutz


Artikelnummer: 5785-...

...mit alternativer

Oberseite und

Ohrschutz

Artikelnummer: 5790-...




**...mit alternativer
Oberseite und
Ohrschutz**

Artikelnummer: 5790-...

**Kinnschutz für
Starlight® Protect Plus-
Evo**

Artikelnummer: 5555-01



**Kinnschutz für
Starlight® Protect Plus-
Evo**

Artikelnummer: 5555-01

Riemensystem Biothane

Artikelnummer: 5182-01BT

Besonders robust, feuchtigkeitsabweisend und leicht zu desinfizieren. Ohne Verschluss, Verschlussart frei wählbar. Nicht geeignet für Fixlockverschluss mit Sicherheitsverriegelung.



Riemensystem Biothane

Artikelnummer: 5182-01BT

Besonders robust, feuchtigkeitsabweisend und leicht zu desinfizieren. Ohne Verschluss, Verschlussart frei wählbar. Nicht geeignet für Fixlockverschluss mit Sicherheitsverriegelung.




*Dornschnalle
(Standard)*



*Verstärkte
Dornschnalle*



*Klettverschu
SS*



*Magnetversch
chluss
inklusive
Schlüssel*



*Fixlockversch
chluss*



*Fixlockversch
chluss mit
Sicherungs-
verriegelung*



*Fidlock
Magnet-
Schnappvers
chluss*

Verschlüsse



*Dornsc
hnalle
(Stand
ard)*



*Verstär
kte
Dornsc
hnalle*



*Klettve
rschlus
s*



*Magne
tversch
chluss
inklusi
ve
Schlüs
sel*



*Fixlock
verschl
uss*




Fixlock

*verschl
uss mit
Sicher
ungsve
rriegel
ung*



*Fidlock
Magne
t-
Schna
ppvers
chluss*



Braun



1 -

Rot




2 -

Blau



4 -

Grün



5 -

Schw

Standardfa

rben

Weitere Farben und Farbkombinationen
finden Sie unter diesem Link.



Bra

un



1 -

Rot



2 -

Bla

u



4 -

Grü

n



5 -

Sch

wa

rz

**Achtung! Die dargestellten Farben
sind nicht verbindlich!***

Für weitere Informationen klicken Sie hier.

→

Hinweis:

Bei der Bestellung unbedingt den aktuellen Anpassbogen verwenden!

Ihre Vorstellungen von Kopfschutz sehen anders aus?

Gerne können Sie uns diese auch anhand des Maßblattes oder in einem persönlichen Gespräch mitteilen.

*Aus technischen Gründen (unter anderem auch aufgrund der Kalibrierung des Bildschirms) muss davon ausgegangen werden, dass die Originalfarben nur annähernd dargestellt werden können. Darüber hinaus können Abweichungen in den Farbtönen durch unterschiedliche Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie entstehen. Farbabweichungen sind auch bereits bei der Zurichtung des Leders möglich.

Wir übernehmen daher keine Haftung für die Farbe des Produkts. Beachten Sie hierzu auch unsere AGB.