

# Kissen zur Druckentlastung von Körper, Armen und Beinen














































Abbildung	Modell	Größe (cm)	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	All Up Multi Small 	50x25x8	AU-70003		Positionierungskissen mit 2 Kammern. Vielseitig einsetzbar. Kann für Liege- und Sitzposition verwendet werden (zwischen Beine, unterhalb des Rückens, bietet hervorragende Unterstützung für Unterarme und zwischen den Knien.
	All Up Multi Small Silent & Soft 	50x25x8	AU-70105		Positionierungskissen mit 2 Kammern. Vielseitig einsetzbar. Kann für Liege- und Sitzposition verwendet werden (zwischen Beine, unterhalb des Rückens, bietet hervorragende Unterstützung für Unterarme und zwischen den Knien. <b>Extra weiches und leises Kissen.</b>
	All Up Multi Medium 	50x37x8	AU-70004		Positionierungskissen mit 3 Kammern. Vielseitig einsetzbar. Besonders nützlich für eine Rückenlage (zwischen den Beinen, Rücken), und möglicherweise als Stütze unter den Füßen.
	All Up Multi Large 	50x50x8	AU-70005		Positionierungskissen mit 4 Kammern. Vielseitig einsetzbar. Kann gefaltet/ aufgerollt werden. Zur Verwendung unter dem Bein oder Arm, kommt mit einem zusätzlichen Klettband.
	All Up Multi Max 	50x50x20	AU-70012		Positionierungskissen, besonders nützlich für Hüftfraktur-Patienten und wenn die untere Extremität über Herzhöhe gelagert werden müssen.
	All Up Universal 	50x50x8	AU-70010		Positionierungskissen, typisch für Rücken, Kreuzbein und Steißbein in verstellbaren Bett und die seitlichen Positionen zwischen die Beine. Kann gefaltet werden, wenn ein höheres Kissen erwünscht ist.
	All Up Universal Long 	50x70x8	AU-70015		Positionierungskissen, typisch für seitliche Positionen zwischen den Beinen, längeres Modell, das die Knie und die Knöchel schützt. Kann zur Hälfte gefaltet werden, wenn ein höheres Polster erwünscht ist.
	All Up Universal Slim 	45x75x8	AU-70016		Positionierungskissen, typischerweise für seitliche Positionen zwischen den Beinen, länger und engeres Modell, das einen größeren Abstand zwischen den Knien in der seitlichen Position garantiert. Kann gefaltet werden, wenn ein höheres Kissen erwünscht ist.
	All Up Head 	28x30x5	AU-70011		Kissen, besonders nützlich für die Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren an den Ohren und am Hals, und ist auch für Koma-Patienten geeignet.
	All Up Head Silent & Soft 	28x30x5	AU-70074		Kissen, besonders nützlich für die Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren an den Ohren und am Hals, und ist auch für Koma-Patienten geeignet. <b>Extra weiches und leises Kissen.</b>
	All Up Wing 	50x85x8	AU-70006		Entlastungskissen für untere Gliedmaßen, verwendet für bettgebundene Patienten. Das Kissen ist leicht an der Matratze zu befestigen.

Abbildung	Modell	Größe (cm)	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	All Up Arm Rest	55x25x8	AU-70027		Positionierungskissen zur Unterstützung der Arme.
	All Up Elbow	30x20x10	AU-70028		Positionierungskissen zur Unterstützung des Ellbogen.
	All Up Elbow Medium	23x20x10	AU-70048		Positionierungskissen zur Unterstützung des Ellbogen.
	All Up Lap	80x60x10	AU-70025		Lagerungskissen, halbmondförmig. Vorteilhaft für Rollstuhlfahrer um die Arme zu stützen.
	All Up Lap Max	80x60x20	AU-70026		Lagerungskissen, halbmondförmig. Vorteilhaft für Rollstuhlfahrer um die Arme zu stützen.
	All Up Elbow & Heel	16x19x10	AU-70049		Kissen zur Entlastung von Ferse oder Ellbogen.

## Beispiele für Druckmuster

















Abbildung	Modell	Größe (cm)	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	All Up Kids Care Head	16x18x5	AU-70040		Kleines Kissen. Besonders nützlich für Kinder unter 1 Jahr belüftet werden

## Kissen für spezielle Positionen

Abbildung	Modell	Größe (cm)	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	All Up Belly	65x75x15	AU-70023		Spezielle Lagerungskissen für die Radiologie zur Anhebung des Brustkorbs während Untersuchungen oder zur Bauchlagerung.
	All Up Kidney	50x20x20	AU-70014		Spezielles Lagerungskissen mit besonderer Relevanz für radiologische Abteilungen zur Unterstützung des Nieren-/Beckenbereichs.
	All Up Wedge 30°	50x40x15	AU-70024		Positionierungskissen für die Seitenlage. Gewährleistet eine stabile Position bei 30°.
	All Up Multi Wedge	50x23x23	AU-70053		Abgeschrägtes Kissen, das die Arm des Patienten, stabil im Kissen positioniert. Kann bei Patienten (mit Venenkatheter) mit Lymphödemen verwendet werden.
	All Up Head Intubate GUO White	32x30x18	AU-70103		Kissen mit Schlauchöffnungen zum Intubieren in Bauchlage.
	All Up Foot sole	86x37x5	AU-70080		Kissen zur Entlastung der Fußsohlen. Wird auf dem Bettgitter am Fußende des Bettes montiert. Passend für alle Betten.