

Kissen zur Entlastung von Ferse/Bein

Prävention und Behandlung, Kategorie 1-4




	Modellvariante	Größe in cm	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	Heel Up Short ●	18 x 32 x 25	HU-70001		Geeignet für Patienten die sitzen (Rollstuhlfahrer) oder mit angewinkelten Beinen im Bett liegen. Unterschenkellänge 32 cm
	Heel Up Medium ●	18 x 39 x 25	HU-70007		Fersenlagerungskissen für bettlägerige Patienten die wenig aktiv sind und einen kurzen Unterschenkel (39 cm) haben.
	Heel Up Long ●	18 x 48 x 25	HU-70002		Fersenlagerungskissen für bettlägerige Patienten die wenig aktiv sind und einen langen Unterschenkel (48 cm) haben.
	Heel Up Max ●	18 x 50 x 30	HU-70018		Heel Up Max beugt effektiv einer Spitzfußstellung, bei Patienten mit großen Füßen vor. Unterschenkellänge 50 cm










inlay




	Modellvariante	Größe in cm	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	Heel Up Short +3X Inlay ●	18 x 32 x 25	HU-70030	 HMV-Nr.: 11.11.05.0035	Geeignet für Patienten die sitzen (Rollstuhlfahrer) oder mit angewinkelten Beinen im Bett liegen. Unterschenkellänge 32 cm
	Heel Up Medium +3 X Inlay ●	18 x 39 x 25	HU-70031	 HMV-Nr.: 11.11.05.0035	Fersenlagerungskissen für bettlägerige Patienten die wenig aktiv sind und einen kurzen Unterschenkel (39 cm) haben.
	Heel Up Long +3 X Inlay ●	18 x 48 x 25	HU-70032	 HMV-Nr.: 11.11.05.0035	Fersenlagerungskissen für bettlägerige Patienten die wenig aktiv sind und einen langen Unterschenkel (48 cm) haben.
	Heel Up Max +3 X Inlay ●	18 x 50 x 30	HU-70033	 HMV-Nr.: 11.11.05.0035	Heel Up Max beugt effektiv einer Spitzfußstellung, bei Patienten mit großen Füßen vor. Unterschenkellänge 50 cm

Druckmuster für HeelUp








	Modellvariante	Größe in cm	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	Heel Up Fix Short ●	18 x 32 x 25	HU-70146		Geeignet für aktive Patienten die sitzen (Rollstuhlfahrer) oder mit angewinkelten Beinen im Bett liegen. Unterschenkelänge 32 cm
	Heel Up FIX Medium ●	18 x 39 x 25	HU-70037		Heel Up Fix bietet optimalen Halt bei sehr aktiven Patienten mit kurzem (39 cm) Unterschenkel.
	Heel Up FIX Long ●	18 x 48 x 25	HU-70079		Heel Up Fix Long bietet optimalen Halt bei sehr aktiven Patienten mit einem langen (48 cm) Unterschenkel
	Heel Up Fix Max ●	18 x 50 x 30	HU-70147		Heel Up Fix Max beugt effektiv einer Spitzfußstellung, bei aktiven Patienten mit großen Füßen vor. Unterschenkelänge 50 cm

inlay

	Modellvariante	Größe in cm	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	Heel Up FIX Medium +3 X Inlay ●	18 x 39 x 25	HU-70076	 <i>HMV Nr.: 11-11.05.0035</i>	Heel Up Fix bietet optimalen Halt bei sehr aktiven Patienten mit kurzem (39 cm) Unterschenkel.
	Heel Up FIX Long +3 X Inlay ●	18 x 48 x 25	HU-70077	 <i>HMV Nr.: 11-11.05.0035</i>	Heel Up Fix Long bietet optimalen Halt bei sehr aktiven Patienten mit einem langen (48 cm) Unterschenkel.

Druckmuster für HeelUp Fix



	Modellvariante	Größe in cm	Art.-Nr.	Verwendung	Beschreibung
	Heel Up Kids Medium 15 cm ●	11 x 25 x 16	HU-70076	 15 cm	Fersenlagerungskissen für bettlägerige Patienten die wenig aktiv sind und einen kurzen Unterschenkel sowie kleine Füße (15 cm) haben.
	Heel Up Kids Medium 20 cm ●	14 x 33 x 21	HU-70077	 20 cm	Fersenlagerungskissen für bettlägerige Patienten die wenig aktiv sind und einen kurzen Unterschenkel sowie kleine Füße (20 cm) haben.