


- Pflegebetten & Zubehör
- Dekubitusprophylaxe
- Aufsteh- und Umsetzhilfen
- Gehwagen
- Hilfsmittel Bad & WC im Pflegebereich





Patientenpflege

Der Dialog mit Ihnen stellt für uns das Fundament sinnvoller Innovationen dar.

Suchen Sie etwas ganz Außergewöhnliches?
Verbesserungen und individuelle Lösungen werden zielgerichtet erreicht. Wir sind dankbar für Ihre Anregungen und Wünsche.

Unsere gemeinsame Anstrengung hilft helfen!

Ihr ATO FORM Team



Artikelnummern
und Preise siehe
Preisliste/Bestellschein

* Wie und wofür
nutze ich den
QR-Code:



Für die Nutzung des QR-Codes, benötigen Sie einen QR-Code-Leser. Dieser ist als App für Ihr Smartphone bzw. Ihr PC-Tablet kostenlos unter Google-Play und im Apple App-Store erhältlich.

Scannen Sie mit dieser Applikation den QR-Code ein und gelangen Sie sofort auf die passende Seite auf unserer Homepage oder auf zusätzliche Infos, wie z.B. Produktvideos.

Heben, Tragen, Umsetzen & Betten

Sie halten einen Teil unseres umfangreichen Programms in den Händen – ATO FORM, einen der erfolgreichsten Anbieter von Reha-Hilfsmitteln für Menschen mit besonderem Bedarf und Hilfsmittel zur Erleichterung des Arbeitsalltags für Pflegekräfte.

Jedes einzelne Produkt zeigt deutlich, mit welcher Hingabe, unverzichtbarer Erfahrung sowie großem handwerklichen Geschick bei der Fertigung gearbeitet wird.

Im Vordergrund stehen immer die Pflegebedürftigen in Kliniken, Hospizen, Reha-Zentren, Alten- und Pflegeheimen aber auch bei der Pflege im häuslichen Umfeld. Mit unseren Hilfsmitteln wird die Schmerzprävention insbesondere bei der Dekubitusprophylaxe erleichtert und der Patient bei der Mobilisierung unterstützt. Er wird in die Lage versetzt, bestimmte Tätigkeiten selbstständig auszuführen und erfährt dadurch mehr Würde.

Ein weiterer Hauptschwerpunkt unserer Produkte liegt, insbesondere für den Pflegebereich, bei der Ergonomie zur Reduzierung wiederholter manueller Belastungen und der Entlastung des Nacken-, Rücken- und Schulterbereichs für die Pflegekräfte.

Informationen zu all unseren Produkten, deren Zubehör sowie Videoanleitungen finden Sie auf unserer Homepage ato-form.com oder unter den QR-Codes.



ato-form.com



HMV 11.29.10.1004



turnall® LEVA
FLEX

Seitenlagerungssystem für's Pflegebett

TurnAll® by Levabo verwandelt ein Standardbett in ein automatisches Seitenlagerungssystem zur Dekubitusprävention und Behandlung von bestehenden Druckgeschwüren.

Es passt in jedes Standardbett und wird unter die vorhandene Matratze gelegt. TurnAll® ist auch für Betten mit ansteigendem Rücken geeignet.

Das TurnAll®-System wurde für Akutpatienten und für Patienten in der häuslichen Pflege entwickelt. Pflegekräfte werden beim regelmäßigen Wenden von primär immobilen Patienten und älteren Menschen mit hohem Dekubitusrisiko unterstützt. Mehrere klinische Praxisleitlinien empfehlen mindestens alle zwei Stunden eine Umlagerung und eine Lagerung in der 30-Grad-Seitenlage.

Der Nutzer wird schonend umgelagert und die Pflegekraft wird zugleich durch rückschonendes Arbeiten entlastet. Auch schwere Patienten können leicht und ohne großen Kraftaufwand gewendet werden.



Die Leva Matratze Flex

... ist eine druckentlastende Schaumstoffmatratze mit hohen Ansprüchen an Qualität, Haltbarkeit und druckreduzierender Wirkung.

Leva Flex wird für die Dekubitusprophylaxe bis zu einem mittleren/hohen Risiko oder der Dekubituskategorie 3 empfohlen.

Leva Flex besteht aus zwei Schaumstoffkernen, die aufeinander gleiten können, wodurch die Gefahr von Scherkräften verringert wird.


Beide Kerne bestehen aus zonen-geschnittenem Schaumstoff, der speziell an das Bewegungsmuster der TurnAll Wendematratze angepasst ist.

Die Matratze ist in Zonen unterteilt, die den Druckpunkten des Körpers entsprechen.

Die Leva Flex-Matratze hat an drei Seiten Reißverschlüsse zur einfachen Inspektion und Reinigung.

Der wasserabweisende Bezug bietet eine dampfdurchlässige Oberfläche, die in mehrere Richtungen gedehnt werden kann, um den Patientenkomfort zu erhöhen und die Wirksamkeit des Schaumstoffkerns zu maximieren.

Durch identische Ausschnitte am Kopf- und Fußende kann die Matratze gedreht werden, um die Langlebigkeit des Produkts zu erhöhen.




Turn All® und Turn All Leva Flex Produktpalette

Produkt	Größe in cm	Nutzer-gewicht	Lieferumfang
TurnAll® System 3C	85 x 200	225 kg	Set mit TurnAll® Hebematratze, TurnAll® Bezug mit TPU-Beschichtung Unterseite, Kontrolleinheit mit Pumpe – drei Zyklen: 30/30, 60/60, 90/90 Minuten
TurnAll® System 3C LevaFlex Matratze	85 x 200	225 kg	Set mit TurnAll® Hebematratze, TurnAll® Bezug mit TPU-Beschichtung Unterseite, LevaFlex-Matratze und Kontrolleinheit mit Pumpe – drei Zyklen: 30/30, 60/60, 90/90 Minuten
TurnAll® System 3C Bariatric	110 x 210	400 kg	Set mit TurnAll® bariatrische Hebematratze, 1 TurnAll® Bezug mit TPU-Beschichtung Unterseite, Kontrolleinheit mit Pumpe – drei Zyklen: 30/30, 60/60, 90/90 Minuten
Adapter für TurnAll® Seitenlagerungssystem			Adapter für die Einstellung des ein- oder doppelseitigen Anhebens der TurnAll®-Matratze

HMV 11.11.05.0035

LEVABO®

heel up®



Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren **an der Ferse**

- Hervorragende Entlastung
- Einfach und schnell anzuwenden
- Einpatienten Verwendung von bis zu 6-8 Wochen
- Heel up beugt effektiv einer Spitzfußstellung vor
- Material verhindert Feuchtigkeitsbildung
- Die patientengebundene Verwendung sichert ein hohes Maß an Hygiene.
- Das Stop-up-Band sorgt für eine korrekte Luftmenge
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Geprüft und zugelassen nach ISO 10993-10 Hautreizung und Überempfindlichkeit.

**Vollständige Entlastung...
Perfekt gemacht...**

Fersenlagerung auf Luft



all^{up}[®]

All Up ist ein hygienisches und umweltschonendes, aufblasbares Einpatienten-Lagerungshilfsmittel für verschiedene Körperregionen wie Oberkörper, Kopf, Arme in Bauch-, Rücken- und Seitenlage. Es sichert optimalen Komfort und Hygiene bei der Behandlung und Vorbeugung von Druckschmerz und Wundliegen.



seat all[®]

Die Modellreihe Seat All umfasst verschiedene Sitzkissen für die Dekubitusprophylaxe und zur Prävention von Druckgeschwüren bei Nutzern, die bedingt lange sitzen. Durch die patientengebundene Verwendung wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet.

Niederflur-Pflegebetten Accora **FloorBed 1**



(Abb. vorne) FloorBed®1 in niedrigster Höheneinstellung. (Abb. hinten) FloorBed®1 in optimaler Einstellung der Arbeitshöhe für das Pflegepersonal, mit textilem Seitengitter und Haltegriff als Ausstiegshilfe.



Die Höhe der Matratzenauflage beträgt gerade mal 7,1 cm (FloorBed®1 Plus 7,8 cm)



Keine eventuell störenden, durchhängenden Kabel unterhalb der Matratzenauflage

Die Reduzierung des Fallrisikos aus dem Bett und die Vermeidung der damit verbundenen Verletzungen haben höchste Priorität bei der Pflege.

Das Weglassen der Seitengitter führt zu einer verminderten Angst durch Bedrängung und zu vermindertem Agieren des Patienten.

In der untersten Einstellung ist die Liegefläche des FloorBed® 1 nur 7,1 cm hoch. Das entspricht der Höhe eines Tennisballs. So werden schwere Verletzungen bei einem eventuellen Herausfallen aus dem Bett auf ein Minimum reduziert.

Einstellung der Liegefläche


- Elektrisch neigungsverstellbare Rückenlehne mit automatischem Rückenlehnenrückzug (nur für FloorBed®1)
- Elektrische Verstellung der Liegefläche mit Kniegelenk
- Elektrische Einstellung der Liegefläche in Trendelenburg- und Antitrendelenburg Position +/- 15 Grad



Einzel feststellbare Rollen – unter dem Rahmen verborgen

Einsatzgebiete

- Bei erhöhter Sturzgefahr aus dem Bett
- Bei unkontrollierten Bewegungen
- Probleme beim Anheben der Beine sowie beim Transfer oder Aufstehen aus dem Bett



Individuell breitenverstellbare Matratzensicherung



Bettgalgen (Zubehör)



Aufprallschutz für Kopf- und Fußende und Schutzauflage für das Metalllattenrost (Zubehör)

Mehr Infos direkt durch diesen QR-Code* oder auf unserer Homepage: www.ato-form.com

/Rubrik: Heben, Tragen, Betten / Pflegebetten und Zubehör

Zubehör

- Integrierte Seitengitter aus flexiblem Material
- Aufprallschutz für Kopf- und Fußende
- Sturzmatte
- Schutzauflage
- Haltegriff
- Drehbarer Haltegriff
- Bettgalgen
- Transportkit
- Transportkit mit Rollen
- Bettgalgen
- Verlängerungsmodul

Technische Daten

		<i>FloorBed® 1</i>
Gesamtlänge	cm	225,0
Gesamtbreite	cm	92,5
Rollen mit Feststellbremsen	mm	4 x 75
Länge Liegefläche (Matratze)	cm	200,0
Breite Liegefläche (Matratze)	cm	90,0
Höhenverstellung elektrisch	cm	7,1 – 65,0
Neigungsverstellung	Grad	+/- 15
Schutzart		IPX4
Maximale Belastbarkeit	kg	185,0
Maximales Patientengewicht	kg	150,0

HMV 19.40.01.5004 / 50.45.01.5004

Niederflur-Pflegebett Accora FloorBed 2



(Abb. vorne) FloorBed® 2 mit der niedrigsten Einstellung der Liegefläche
(Abb. mitte) Einstellung der Rückenlehne und der Beinauflage
(Abb. hinten) Einstellung der Arbeitshöhe für das Pflegepersonal



Einzel feststellbare Rollen – unter dem Rahmen verborgen



Die minimale Höhe der Liegefläche beträgt gerade mal 7,1 cm



Breitenverstellbare Matratzen-sicherung



Keine störenden Kabel unterhalb der Matratzenauflage

Die Reduzierung des Fallrisikos aus dem FloorBed® 2 und die Vermeidung der damit verbundenen Verletzungen haben höchste Priorität bei der Pflege.

Die innovative Konstruktion des FloorBed® 2 verbessert die Lebensqualität des Nutzers und trägt zur Entlastung der Pflegekräfte bei. Die Kosten für die Pflege des Nutzers werden gesenkt.

- FloorBed® 2 reduziert das Fallrisiko aus dem Bett und damit verbundene Verletzungen
- Das Weglassen der Seitengitter führt zu einer verminderten Angst durch Bedrängung und zu vermindertem Agieren des Patienten
- Erhöhung der Arbeitssicherheit

Die Arbeitshöhe der Liegefläche kann für größere Pfleger bis zu einer Höhe von 80,0 cm eingestellt werden.

Bei komplett ausgefahrener Höhe beträgt die Höhe des Kopf- und Fußteils 110,0 cm. Das ermöglicht einen einfachen Zugang bei der Pflege des Nutzers, wie Haare waschen oder Ankleiden der Füße

oder die Korrektur der Lage zum Kopf- oder Fußende hin.

In der untersten Einstellung ist die Liegefläche des FloorBed® 2 nur 7,1 cm hoch. Das entspricht der Höhe eines Tennisballs. So werden schwere Verletzungen bei einem eventuellen Herausfallen aus dem Bett auf ein Minimum reduziert.




Transportkit mit Rollen



Vergleich der niedrigsten Höhe: Standard Pflegebett – Floorbed® 2



Anbringbare Haltegriffe (Zubehör)



Integrierbare Seitengitter (Zubehör)

Mehr Infos direkt durch diesen **QR-Code*** oder auf unserer Homepage: **www.ato-form.com**

/Rubrik:
Heben, Tragen & Betten

Zubehör

- Integrierte Seitengitter aus flexiblem Material
- Aufprallschutz für Kopf- und Fußende
- Sturzmatte
- Schutzauflage
- Haltegriff
- Drehbarer Haltegriff
- Bettgalgen
- Transportkit
- Transportkit mit Rollen
- Bettgalgen
- Verlängerungsmodul

Technische Daten



		<i>FloorBed® 2</i>
Gesamtlänge	cm	228,5
Gesamtbreite	cm	93,5
Rollen mit Feststellbremsen	mm	4 x 75
Länge Liegefläche (Matratze)	cm	200,0
Breite Liegefläche (Matratze)	cm	90,0
Höhenverstellung elektrisch	cm	7,1 – 80,0
Neigungsverstellung	Grad	+/- 15
Schutzart		IPX4
Maximale Belastbarkeit	kg	185,0
Maximales Patientengewicht	kg	150,0

Umrüstsatz JuniorBed Accora für FloorBed®1 oder Floorbed®2

Die Entscheidung für ein Spezialbett kann jederzeit schwierig sein, insbesondere aber bei Kindern.

Das Junior-Kit ermöglicht es, Ihr Accora-Bett für Kinder und kleinere Personen sicher zu gestalten. Es ist nicht erforderlich, extra ein spezielles Kinderbett anzuschaffen. Das spart Kosten.

Das Junior-Kit kann an allen Modelle der Accora-Niedrigflurbetten eingesetzt werden. Es ist geeignet für Pflegebedürftige ab einer Körpergröße von 75 cm. Es lässt sich leicht montieren und demontieren.



Kopf- und Fußteilerpuffer reduzieren Stöße und minimieren das Verletzungsrisiko

Die Sicherheitsmanschette schützt den Plattformmechanismus und verhindert das Einklemmen

Eingebaute abschließbare Tasche zur sicheren Aufbewahrung der Handbedienung, um Manipulationen zu verhindern



Niederflur-Pflegebett

Contesa®



Das ideale Bett für fallgefährdete Bewohner im Pflegeheim



Bettstürze sind häufig Verursacher schwerer Verletzungen älterer Menschen, die oft auch zum Tod führen können. Die Niederflurfunktion des Contesa®-Bettes bietet eine nachgewiesene Wirksamkeit bei der Verringerung von Bettstürzen und der Vorbeugung der damit verbundenen Verletzungen.

Features

- Niedrigste Höhe 10 cm (Matratzenauflage) hilft bei der Reduzierung des Risikos von Verletzungen wg. Herausfallen aus dem Bett
- Höheneinstellung bis zu 74 cm für die optimale Arbeitshöhe des Pflegepersonals
- Automatische Konturposition hebt gleichzeitig die Kopf- und Beinstütze. Unterstützung der Position und Verringerung von Scherkräften
- Erhältlich mit verschiedenen Fronten, Holz- oder Textildesign in verschiedenen Farben

Zubehör

- Hochsicherheitssturzmatte
- Faltbare Haltegriffe zur Unterstützung des Transfers
- Haltegriffe
- Textile Seitengitter (über die volle Länge der Liegefläche)
- Bettgalgen
- Modul zu Verlängerung der Liegefläche um 20 cm

Technische Daten

		Contesa
Gesamtlänge	cm	208,0
Gesamtbreite	cm	101,5 / 113,0
Rollen mit Feststellbremsen	mm	8 paarweise feststellbar
Länge Liegefläche (Matratze)	cm	200,0
Breite Liegefläche (Matratze)	cm	90,0 / 105,0
Höhenverstellung elektrisch	cm	10,0 – 74,0
Neigungsverstellung	Grad	+/- 15
Maximale Belastbarkeit	kg	225,0
Maximales Patientengewicht	kg	190,0



Niederflur-Pflegebett Accora Proxima

Fortgeschrittene Sturzprävention für die Akutversorgung

Die bodennahe Matratzenplattform des Proxima trägt dazu bei, das Sturzrisiko in Krankenhäusern und anderen Akutpflegeeinrichtungen zu verringern.



Features

- Auf 11,5 cm absenkbar (Matratzengestell)
- Volle Pflegehöhe 81,5 cm
- Vorprogrammierte **Pflegefunktionen**: Rückenlehne, Beinstütze, Trendelenburg-Neigung 12 Grad
- Bediengerät mit **Zwei-Tasten-Bedienung**, um eine versehentliche oder unbefugte Betätigung zu vermeiden
- **Schnelle Positionierung für HLW**
- Integrierte Verlängerung um 20 cm
- Quattro-Rollen für müheloses Manövrieren

(Abb. vorne) Proxima mit der niedrigsten Einstellung der Liegefläche
(Abb. mitte) Einstellung der Rückenlehne, der Beinauflage und der Neigung
Abb. hinten) Trendelenburg-Position mit geneigtem Kopfteil

Technische Daten

		Proxima
Gesamtlänge	cm	209,0
Gesamtbreite	cm	101,5
Rollen	mm	100
Länge Liegefläche (Matratze)	cm	200,0 / 220,0
Breite Liegefläche (Matratze)	cm	90,0
Höhenverstellung elektrisch	cm	11,5 – 81,5
Neigungsverstellung	Grad	12°
Schutzart		IPX6
Maximale Belastbarkeit	kg	275,0
Maximales Patientengewicht	kg	210,0

Zubehör

- Klappbares Seitengitter, ausgestattet mit Release-Pin
- Haltegriff
- Bettgalgen, Infusionsständer
- Wäschehalter
- ProTect Seitengitter, absenkbar
- Hohe Fallschutzmatte
- Halterung für Urinbeutel

& Niederflur-Pflegebett Empresa



*Tolles Aussehen,
tolle klinische Ausstattung*



(Abb. vorne) Empresa mit der niedrigsten
Einstellung der Liegefläche
(Abb. mitte) Neigungsverstellung Anti-Tren-
delenburg-Position (Abb. hinten) Empresa
kann mit verschiedenen Design für das Kopf-
und Fußbrett ausgestattet werden.

Das Empresa vereint alles, was Sie
brauchen, in einem einzigen Bett. Es
wurde entwickelt, um die vielfältigen
Anforderungen der klinischen Pflege,
des Personals und der Sicherheit der
Bewohner zu erfüllen, und bietet ein
robustes und stilvolles Design.

Features

- Auf 10 cm absenkbar (Matratzengestell)
- Volle Pflegehöhe einstellbar 80 cm
- Vorprogrammierte **Pflegefunktionen**: Rückenlehne, Bein-
stütze, Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Neigung
- Integrierte Verlängerung um 200 mm
- Mit optionaler **Breitenerweiterung** (105 cm)
- 14 verschiedene Styles für Kopf- und Fußboard
- 33 verschiedene Farben und Oberflächen

Zubehör

- Klappbares Seitengitter, ausge-
stattet mit Realse-Pin
- ProTect Seitengitter, absenkbar
- Polster für faltbare Seitengitter
- Haltegriff
- Bettgalgen, Infusionsständer
- Hohe Fallschutzmatte
- Breitenerweiterung
- Wandschutz

Technische Daten


		Proxima
Gesamtlänge	cm	209,0
Gesamtbreite	cm	101,5
Rollen	mm	63
Länge Liegefläche (Matratze)	cm	200,0 / 220,0
Breite Liegefläche (Matratze)	cm	90,0 / 105,0
Höhenverstellung elektrisch	cm	10,0 – 80,0
Neigungsverstellung	Grad	+/- 12°
Schutzart		IPX6
Maximale Belastbarkeit	kg	275,0
Maximales Patientengewicht	kg	240,0

Patientenwendesystem

TurnAid



Handbedienung



Fußbedienung

Zubehör

- TurnAid Gleitlaken
- TurnAid Wendelaken
- Zweite Handbedienung für die Bedienung von beiden Seiten im Wechsel durch zwei Betreuer
- Schienenschutz

TurnAid ist ein neues, selbstständiges Patientenwendesystem mit schonender Umlagerung (Dekubitusprophylaxe) des Pflegebedürftigen im Bett.

Das Wendesystem ermöglicht dem Pflegepersonal eine schonende und würdevolle Umlagerung und Bestimmung der Liegeposition des Patienten.

Außerdem wird rückschonende Entlastung für Pflegepersonal und Familienangehörige, gerade bei der Umlagerung schwerer Patienten gewährt. Übermäßige Wirbelsäulenentlastung und daraus resultierende Rückenerkrankungen können deutlich minimiert werden.

Mit entsprechenden Adaptern an alle handelsüblichen Pflegebetten einfach montierbar. Die Grundfunktion des Bettes bleibt erhalten. Betrieb in Verbindung mit Antidekubitusmatratzen zur schnellen Dekubitusbehandlung. Als positiver Nebeneffekt wird konstruktionsbedingt ein Herausfallen des Patienten verhindert. Für Krankenhaus oder Haus- und Heimpflege bestens geeignet.



Mehr Infos direkt durch diesen QR-Code* oder auf unserer Homepage: www.ato-form.com
/Rubrik: Heben und Tragen



Indikationen / Prophylaxen

- Dekubitusprophylaxe
- Sturzgefahr aus dem Bett
- Neuro-Muskuläre Erkrankungen, die ein selbstständiges Wenden im Bett nicht mehr ermöglichen
- Und weitere

Technische Daten

		TurnAid
Artikelnummer		PW-1000
Länge des Systems	cm	190,0
Höhe des Systems	cm	57,0
Breite des Systems	cm	10,0
Max. Patientengewicht	kg	40,0 / 350,0
Stromversorgung	kg	230 V; 50Hz AC
Schutzklasse		IPX0
Geräuschpegel		70 dB (A)
Produktgewicht	kg	46,0

HMV: 19.40.02.2022 / 50.45.02.2022



Zubehör für Pflegebetten Bettgalgen Saale



Die hochwertige Qualität und leichte Anwendung zeichnen den Bettgalgen Saale aus. Das stabile Gestell ist aus robustem pulverbeschichtetem Stahl-Vierkanthrohr gefertigt. Der Bettgalgen wird einfach am Kopfende unter das Bett geschoben.

Die große Standfläche in H-Form bietet Stabilität und ist mit seiner niedrigen Bauhöhe auch geeignet wenn nur wenig Freiraum unter dem Bett zur Verfügung steht.

Der in der Länge einstellbare Gurt am Triangelgriff bietet für den Patienten eine gute Erreichbarkeit – unabhängig von der Sitz- oder Liegehöhe.

Der Bettgalgen ist mit seiner Steckverbindung leicht und sicher zu montieren oder für den Transport zu demontieren und kann wenn er nicht zum Einsatz kommt, platzsparend verstaut werden.

HMV: 50.45.04.0017

Zubehör für Pflegebetten Bett-Tisch Saale



Der Bett-Tisch Saale bietet Erleichterung und Unterstützung z. B. bei der Nahrungsaufnahme und Körperpflege vom Bett aus. Das U-förmige höhenverstellbare Gestell mit Rollen kann unter dem Bettgestell oder vor einem Rollstuhl platziert werden.

Mit stufenlos im Winkel neigbarer Tischplatte mit Kantenschutz ist der Bett-Tisch z. B. zum Lesen sehr gut geeignet. Auf der kleinen Seitenplatte kann eine Tasse oder ein Glas sicher abgestellt werden. Die Tischplatte ist wahlweise links- oder rechtsseitig montierbar.

HMV 22.29.01.1006

Vita-Lift®

Die Aufsteh-, Geh-, Transport- und Umsetzhilfe

Diese Aufsteh-, Geh-, Transport- und Umsetzhilfe für den häuslichen sowie für den Heim- und Pflegebereich fördert die Aktivierung und Mobilisierung in einem.

Ein Pflegebedürftiger kann sehr schonend – entsprechend physiologischer Bewegungsmuster – aus der sitzenden in die stehende Haltung gehoben und direkt zur Badewanne, Toilette oder ins Bett bewegt werden, und das ohne Kraftaufwand. Hierbei wird unter anderem die Beinmuskulatur, der Gleichgewichtssinn und der Kreislauf des Pflegebedürftigen trainiert.



Vita-Lift® optional mit abnehmbarer Fußplatte und alternativem Antriebssystem mit Kreuzbeschlag (Option) und Haltegriff (Zubehör).



HMV 22.29.01.1006

Vita-Lift®



Grätschverstellung –
Breite innen: 42,5 bis 79,5 cm

Durch die kompakte Bauweise ist der Vita-Lift® ideal auf engstem Raum einsetzbar.

Die elektrische Grätschverstellung ermöglicht ein direktes Heranfahren des Rollstuhls an die Fußplatte.

Gurt und Kniestützen sind für den komfortablen Transport des Patienten gepolstert. Hubarm und Kniepolster sind individuell einstellbar. Optional bieten zwei am Hubarm befindliche, drehbar gelagerte Haltegriffe zusätzliche Sicherheit beim Aufrichtvorgang.

Für einen Pflegebedürftigen, der mit Führung und Unterstützung noch gehen kann und lediglich eine Sicherung beim Aufstehen benötigt, kann die Fußplatte am Vita-Lift® hochgeklappt werden.

Eine möglichst hohe Selbstständigkeit und Wahrung der Intimsphäre des Pflegebedürftigen ist gewährt, da die Aufstehhilfe mittels Kabelfernbedienung auch vom Pflegebedürftigen selbst gesteuert werden kann.

Auch Pflegebedürftige mit geringer Restmobilität können mit dem Vita-Lift® aufgerichtet werden. Hierfür wird die Zurüstung einer optional erhältlichen Kreuzplatte und eines Kreuzplattengurts empfohlen.

Technische Daten:

Vita-Lift® (beide Modelle)

Artikelnummer	VI-1000-L / VI-5000	
Länge	cm	94,8
Breite außen	cm	58,0 – 96,2
Breite innen	cm	42,0 – 80,2
Gesamthöhe	cm	100,4
Fahrgestellhöhe	cm	16,0
Hebearmhöhe	cm	89,0 – 154,0
(ausgezogen)		
Elektroantrieb (Akku)	Volt	24
Netzteil	Volt	24
Schutzklasse		IPX4
Produktgewicht	kg	40,0
Maximale Belastbarkeit	kg	150,0 / 165,0

Zubehör:

- Fußplatte, erhöht
- Haltegriffe
- Wadengurt inkl. Gurtpolster
- Beschlag für Wadengurt
- Umfangreiches Hebetuchprogramm


Gurte für den Vita-Lift®



Standardgurt

Hilfreich bei der Benutzung von Aufstehhilfen, wie dem Vita-Lift® bei Personen, die keine Unterstützung im Beckenbereich benötigen.


Belastbar bis 165 kg.



Standardsitzgurt

Leicht abnehmbarer Sitzgurt als zusätzliche Hilfe für sehr instabile Patienten.


Belastbar bis 165 kg.



... inkl. Bauchgurt*

Einsetzbar bei Personen, die keine Unterstützung im Beckenbereich benötigen.


Belastbar bis 165 kg.



Kreuzplattengurt*

Einsetzbar am Vita-Lift® in Verbindung mit der Kreuzplatte. Ermöglicht Aufrichten sehr immobiler Patienten. Unterer Teil während des Gebrauchs hochklappbar.


Belastbar bis 165 kg.



Fellrolle

Für die Anwendung am Vita-Lift®; wird unter die Arme des Benutzers gelegt und am Lifter befestigt.

Belastbar bis 165 kg.



*auch mit Wildlederinnenbezug



Vita-Lift® 210



Durch die kompakte Bauweise und den kleinen Wendekreis ist der Vita-Lift®210 ideal auf engstem Raum einsetzbar. Die elektrische Grätschverstellung ermöglicht ein direktes Heranfahren des Rollstuhls an die Fußplatte.

Gurt und Kniestützen sind für den komfortablen Transport des Patienten gepolstert. Hubarm und Kniepolster sind individuell einstellbar. Am Hubarm bieten zwei befindliche Haltegriffe zusätzliche Sicherheit beim Aufrichtvorgang.

Für einen Pflegebedürftigen, der mit Führung und Unterstützung noch gehen kann und lediglich eine Sicherung bei Aufstehen benötigt, kann die Fußplatte vom Vita-Lift®210 abgenommen werden.

Eine möglichst hohe Selbstständigkeit und Wahrung der Intimsphäre des Pflegebedürftigen ist gesichert, da die Aufstieghilfe mittels Kabelfernbedienung auch vom Pflegebedürftigen selbst gesteuert werden kann. Der Vita-Lift®210 zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Belastbarkeit (210 kg) aus und ist daher auch für das Umsetzen von schwereren Nutzern geeignet.

Technische Daten:

Vita-Lift® 210

Artikelnummer		VI-1210
Indikative Körpergröße	cm	> 190,0
Länge	cm	105,6
Breite außen gespreizt	cm	87,4
Breite innen geschlossen	cm	48,0
Gesamthöhe	cm	100,2
Fahrgestellhöhe	cm	13,7
Hubhöhe	cm	89,0 – 154,0
(höchster Punkt Hubarm)		
Wendekreis ø	cm	105,6
Elektroantrieb (Akku)	Volt	24
Netzteil	Volt	24
Schutzklasse		IPX4
Produktgewicht	kg	57,0
Max. Belastbarkeit	kg	210,0

Zubehör:

- Wadengurt inkl. Gurtpolster
- Beschlag für Wadengurt
- Umfangreiches Hebetuchprogramm


Gurte für den Vita-Lift® 210



Standardgurt

Hilfreich bei der Benutzung von Aufstehhilfen, wie z.B. dem Vita-Lift® 210. Einsetzbar bei Personen, die keine Unterstützung im Beckenbereich benötigen.

Belastbar bis 210 kg.




... inkl. Bauchgurt

Einsetzbar bei Personen, die keine Unterstützung im Beckenbereich benötigen.

Auch mit Wildlederinnenbezug


Belastbar bis 210 kg.



Standardsitzgurt

Leicht abnehmbarer Sitzgurt als zusätzliche Hilfe für sehr instabile Patienten.


Belastbar bis 210 kg.



Fellrolle

Für die Anwendung am Vita-Lift® 210; wird unter die Arme des Benutzers gelegt und am Lifter befestigt.

Belastbar bis 210 kg.



Hebestuhl **Raizer II**

Der patentierte Hebestuhl **Raizer II** ist eine schnelle, sichere Lösung, wenn einer gestürzten Person geholfen werden soll, wieder in eine stehende oder sitzende Position zu gelangen.

Jeden Tag stürzen tausende ältere und körperlich behinderte Personen, die ohne Unterstützung nicht in der Lage sind, aufzustehen. Mit dem Raizer wird den hingefallenen Personen einfach und sicher wieder auf die Beine geholfen.



Mehr Infos direkt durch diesen QR-Code* oder auf unserer Homepage: www.ato-form.com

/Rubrik: Aufstehhilfen

Vorteile

- Mobiler Stuhl zum Aufrichten von liegenden Personen in stehende oder sitzende Position
- Kein Risiko für Überlastung des Helfers
- Patient und Helfer können sich beide sicher fühlen – risikofreier und sicherer Hebevorgang
- Transport: Zwei Tragetaschen, integrierter Griff am Sitz, zweite Tasche mit Schulterriemen
- Kann mit wenigen „Klicks“ in ein paar Minuten aufgebaut werden





Einfache Bedienung

Ein Helfer kann ohne Unterstützung gleichzeitig den Raizer bedienen und die auf dem Boden liegende Person betreuen. Es ist keine Kraft für das Schieben oder Anheben notwendig. Somit sind die Risiken für arbeitsbedingte Überbelastungen minimal. Der Helfer platziert den Raizer laut Anleitung. Er kann den Stuhl mit der einen Hand bedienen und mit der anderen den Kopf des Pflegebedürftigen unterstützen. Der Hebestuhl wird in der häuslichen Pflege, in Seniorenheimen, von Rettungsdiensten und von Personal, welches mit dem Heben von Personen und Personentransfers arbeitet, eingesetzt. Der Raizer wird in zwei Tragetaschen geliefert und kann so leicht transportiert werden.

Der Stuhl ist schnell zusammengebaut und kann danach sofort benutzt werden. Der Raizer ist batteriebetrieben und kann über Tasten am Sitz oder eine Funkfernsteuerung (Sonderzubehör) bedient werden.

Design ist ein Markenzeichen

Um den exklusiven Look des Raizer zu entwickeln, wurde mit Industriedesignern zusammengearbeitet. Werkstoffe und Komponenten wurden mit dem Blick auf die Qualität sorgsam ausgewählt. Dabei blieben immer Helfer und Patient im Fokus.

Sicherheit – das erste Gebot


Für die gefallene Person ist die Sicherheit während der Wiederaufwärtsbewegung entscheidend. Während des gesamten Vorgangs hat die Person auf dem Raizer Bodenkontakt. Der Hebevorgang ist sanft und schonend. Zur Erhöhung der Sicherheit ist der Hebestuhl mit einem Beckengurt versehen.

Zubehör

- Trolley
- Fahrradanhängerkuppung für Trolley
- Treppensteighilfe mit Rädern für Trolley
- Einweg-Hygienebezüge
- Kopfstütze

Technische Daten

	<i>Raizer</i>
Artikelnummer	KA-RZ-105029
Länge stehend	67,1 cm
Länge flach am Boden	131,9 cm
Breite	68,6 cm
Höhe aufgerichtet	125,2 cm
Ladegerät	12 V, 100 – 240 V
Ladezeit	6 h
IP-Schutzklasse	IP 52
Anzahl der Hebevorgänge mit max. Belastung	80x
Produktgewicht	13,0 kg
Maximale Belastbarkeit	150,0 kg



Hebestuhl Raizer M



Raizer M ist ein Hebestuhl der insbesondere in der häusliche Pflege seine Stärken zeigt. Der Partner bzw. die betreuende Person hat die Möglichkeit, eine gestürzte Person schnell, sicher und ohne große Kraftanstrengung in eine nahezu stehende Position aufzuhelfen. Das Hilfsmittel wird einfach um die am Boden liegenden Person zusammengesteckt. Jedes Bauteil (Beine, Rückenteile) in sich ist identisch und kann auf beiden Seiten gleichermaßen montiert werden.



Der Hebevorgang erfolgt völlig unabhängig vom Stromnetz oder Akku, das Hilfsmittel wird mit einer Handkurbel bedient. Die gestürzte Person wird ergonomisch korrekt aufgerichtet. Der komplette Körper wird gestützt. Sowohl der Partner oder eine betreuende Person als auch der Nutzer sind vor körperlichen Belastungsschäden geschützt.

Technische Daten

Artikelnummer	Raizer KA-RZM-105040
Länge stehend	54,0 cm
Länge flach am Boden	132,2 cm
Breite	88,0 cm
Höhe aufgerichtet	127,4 cm
Produktgewicht	12,4 kg
Maximale Belastbarkeit	150,0 kg

Zubehör

- Trolley
- Fahrradanhängerkupplung für Trolley
- Treppensteighilfe mit Räder für Trolley
- Einweg-Hygienebezüge
- Wandhalterung
- Kopfstütze
- Transporttaschen

Aufsteh- und Umsetzhilfe

Easy Move • Turnax • Aero Move



Verschiedene Gurte erhältlich



Technische Daten	Easy Move	Turnax	Aero Move
Artikelnummer	KA-UM-430922	KA-UM-430916	KA-UM-430921
Hilfsmittelnummer	22.29.01.1057	22.29.01.1056	22.29.01.1058
Größe der Plattform	cm 57,0 x 82,0	44,3 x 44,7	68,0 x 82,0
Griffhöhe	cm 120,0	75,0 bis 130,0	110,0 bis 120,0
Höhe der Knieposter	cm 30,0 bis 44,0	10,0 bis 54,0	25,0 bis 40,0
Größe der Knieposter	cm 23,0 x 17,5	23 x 17,5	23,0 x 17,5
Breite	cm 57,0	48 cm	68,0
Produktgewicht	kg 16,0	15,0	18,4
Max. Belastbarkeit	kg 130,0	130,0	130,0

HMV 22.29.01.1066 / 22.29.01.1065

Aufsteh- und Umsetzhilfe

Mover



Mover Schmal

Die **Mover** sind eine gute Alternative zum Rollstuhl, da sie mit den schwenkbaren, gepolsterten Sitzplatten und der Kniestütze ein bequemes Sitzen ermöglichen. Die Mover ermöglichen schnellen, stabilen und sicheren Transport des Patienten vom Bett auf einen Stuhl oder Toilette und umgekehrt. Die Hinterräder sind mit Feststellbremsen ausgestattet.

Er ist hauptsächlich zum Transport von Patienten geeignet, die nicht in der Lage sind zu gehen oder nicht stehen können.



Mover Standard

**...für die Aufnahme von
Patienten in engen Räumen**

Technische Daten

Mover		Standard	Schmal
Artikelnummer		KA-UM-2121	KA-UM-2123
Länge	cm	96,0	96,0
Breite	cm	64,0	64,0 (35,0 am Einstieg)
Höhe	cm	104,0	104,0
Rollen Ø	mm	75	75
Produktgewicht	kg	27,0	27,0
Max. Belastbarkeit	kg	180,0	180,0

Aufsteh- und Umsetzhilfe

HMV 22.29.01.1067

Mover Flexi Base manuell

Die Basis vom Mover Flexi Base manuell lässt sich an drei Positionen in der Breite einstellen. Auf diese Weise kann der Abstand der Rollen an der Zustiegsseite auf einfache Weise den Erfordernissen angepasst werden.



Für die Aufnahme des Nutzers werden die Sitzplatten einfach nach außen geschwenkt.



Die Breite der Basis wird mit dem großen Stellhebel eingestellt.



Mover Flexi Base manuell

Mehr Infos direkt durch diesen QR-Code* oder auf unserer Homepage: www.ato-form.com/
Heben, Tragen, Betten / Aufstehhilfen

Technische Daten

Mover		Flexi Base manuell	Flexi Base manuell Bariatric
Artikelnummer		KA-UM-2145	KA-UM-2150
Länge	cm	93,0	93,0
Breite	cm	64,0	73,5
Höhe	cm	105,0	109,0
Fahrgestell Breite manuell		45,0; 64,0; 83,0 (innen)	49,0; 67,0; 86,0 (innen)
verstellbar, drei Positionen	cm	58,0; 77,0; 97,0 (außen)	64,0; 82,0; 101,0 (außen)
Rollen Ø	mm	75	100
Produktgewicht	kg	33,0	33,5
Max. Belastbarkeit	kg	180,0	220,0

HMV 22.40.01.1038

Aufsteh- und Umsetzhilfe


Mover Flexi Base elektrisch

Der Mover Flexi Base elektrisch verfügt sowohl über eine elektrische Breitenverstellung der Basis als auch über eine elektrische Höhenverstellung. Die Breite des Zustiegs an der Basis ist stufenlos einstellbar.



Elektrische Breitenverstellung der Basis am Mover Flexi Base elektrisch.

Zubehör



Gepolsterter Anti-Rutsch-Sicherheitsgurt für Aufsteh- und Umsetzhilfe Mover Elektrisch

...bis 220 kg
Nutzergewicht

Mover Flexi Base elektrisch
mit elektrischer Höhen- und
Breitenverstellung

Technische Daten

Mover		Flexi Base elektrisch	
Artikelnummer		KA-UM-2182	
Länge	cm	94,0	
Breite	cm	64,0	
Höhe	cm	105,0	
Höhenverstellung (Hubarm)	cm	103,0 – 138,0	
Fahrgestellbreite		42,0 bis 80,0 (innen)	
elektrisch verstellbar	cm	56,0 bis 94,0 (außen)	
Rollen Ø	mm	75	
Produktgewicht	kg	44,0	
Netzteil	Volt	24	
Max. Belastbarkeit	kg	180,0	

Aufsteh- und Umsetzhilfe

HMV 22.29.01.1064

Twist

Der **Twist** ist bestimmt für schnelles und stabiles Aufrichten von Patienten, die noch stehen können, jedoch Schwierigkeiten beim Bewegen haben. Er ermöglicht einen Transfer des Patienten z. B. zwischen Bett, Rollstuhl oder Toilette auch über kürzere Entfernungen.

Mit Hilfe der Zentralbremse wird der Twist fixiert. Die zwei vorderen Schwenkräder ermöglichen ein leichteres Manövrieren. Die Verwendung eines Schutzgurtes ist möglich. Die gepolsterte Kniestütze bietet bequeme Unterstützung. Der Twist besteht aus zwei Hauptteilen (Griff und Untergestell). Dies ermöglicht eine einfache Demontage und Reinigung.

Zubehör



Sicherheitsgurt für Aufsteh- und Umsetzhilfe Twist



Sicherheitsgurt für Aufsteh- und Umsetzhilfe Twist – verstärkt



Twist
mit Zentralbremse



Ihr direkter Weg zu
den besten Angeboten

Zu finden unter
www.ato-form.com



Technische Daten

Twist mit Zentralbremse

Artikelnummer	KA-UM-2120	
Länge	cm	64,0
Breite	cm	62,0
Höhe	cm	118,0
Rollen 2x	mm	100
Rollen 3x	mm	35
Produktgewicht	kg	16,0
Max. Belastbarkeit	kg	150,0

HMV 22.40.01.xxxx

Patientenlifter

Hospi-Lift EE



Der Hospi-Lift® EE ist durch sein niedriges und kurzes, in der Breite verstellbares Fahrwerk in engen Räumen gut einsetzbar. Durch den gewinkelten Tragarm ist der Tragebügel auch in höchster Position drehbar. Eine günstige und ergonomische Griffposition für das Pflegepersonal bietet der U-förmige Schiebegriff.

Technische Daten

Hospi-Lift®		EE	Mini EE
Fahrgestell Länge	cm	111	95
Fahrgestell Breite innen	cm	57 – 86	57 – 86
Fahrgestell Breite außen	cm	65 – 94	65 – 94
Unterfahrhöhe	cm	13	13
Wendekreis	cm	128	115
Hubhöhe minimal	cm	46	43
Hubhöhe maximal	cm	170	162
Produktgewicht	kg	45	45
Max. Belastbarkeit	kg	165	135

Achtung!

Abbildungen sind nur ähnlich! Die auf diesen Seiten gezeigten Patientenlifter sind nur mit Linak-Motor erhältlich. Die Gestellfarbe kann abweichen.

- Rollendurchmesser: 80 mm
- IP-Schutzklasse IPX4
- Notausschalter
- Mech. und elektr. Notabsenkung

HMV 22.40.01.xxxx

Patientenlifter

Hospi-Lift Classic



Eine sehr hohe Belastbarkeit und optimale Standfestigkeit ist durch die große Breitenverstellmöglichkeit des Fahrwerks möglich. Der U-förmige Schiebegriff ist höhenverstellbar. Die glatte Oberfläche der Räder ermöglicht einen leichten Transfer, auch auf Teppichböden.

Technische Daten

Hospi-Lift® Classic

		200	XL	XXL
Fahrgestell Länge	cm	111	108	115
Fahrgestell Breite innen	cm	55,5 – 105	55,5 – 107	55,5 – 107
Fahrgestell Breite außen	cm	65 – 118	65 – 120	65 – 123
Unterfahrhöhe	cm	13	13	13
Wendekreis	cm	125	119,5	131
Hubhöhe minimal	cm	46	50	50
Hubhöhe maximal	cm	170	180	180
Produktgewicht	kg	49	49	49
Max. Belastbarkeit	kg	200	250	300

- Rollendurchmesser vorn: 80 mm
- Rollendurchmesser hinten: 100 mm
- IP-Schutzklasse IPX4
- Notausschalter
- Mech. und elektr. Notabsenkung

HMV 22.40.01.xxxx

Patientenlifter

Hospi-Lift King



Das Besondere an diesem Lifter ist der Sitzliegebügel. Ein einfacher Transfer des Pflegebedürftigen aus der liegenden in die sitzende Position und umgekehrt ist möglich und das ohne Kraftaufwand des Pflegepersonals.

Technische Daten

<i>Hospi-Lift® King</i>		<i>Sitzliegebügel</i>		<i>Standardbügel</i>	
		<i>Standard</i>	<i>Mini</i>	<i>Standard</i>	<i>Mini</i>
Fahrgestell Länge	cm	115	105	108	105
Fahrgestell Breite innen	cm	55 – 115	51 – 115	55,5 – 115	51 – 120
Fahrgestell Breite außen	cm	65 – 123	60 – 123	65 – 123	60 – 126,5
Unterfahrhöhe	cm	13	13	13	13
Wendekreis	cm	131	119,5	131	119,5
Hubhöhe minimal	cm	50	60	49	60
Hubhöhe maximal	cm	190	189	181	189
Produktgewicht	kg	49	49	49	46
Max. Belastbarkeit	kg	250	200	250	200

- Rollendurchmesser vorn: 80 mm
- Rollendurchmesser hinten: 100 mm
- IP-Schutzklasse IPX4
- Notausschalter
- Mech. und elektr. Notabsenkung

Patientenlifter

Lifertücher und Gurte



ATO FORM bietet ein umfangreiches Programm an Gurten und Tragetüchern unterschiedlicher Modelle in den verschiedensten Schnittformen und Designs an.





Das umfangreiche Erweiterungsprogramm für unsere Lifter ermöglichen es, Patienten sicher zu bewegen und das Pflegepersonal zu entlastet.

Individuelle Tragetücher!

Alle Tragetücher können gemäß eines jeweiligen Krankheitsbildes individuell gefertigt werden. Weitere Auskünfte hierzu erteilen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

In unserem Fachhandel-Onlineshop finden Sie:

- Gehgurte und Gehwesten
- Gurte für Aufstehhilfen
- Hebe- und Tragetücher
- Hebe- und Tragetücher mit Kopfstütze
- Hebe- und Tragetücher zum Baden und Duschen
- Hebe- und Tragetücher für Hygiene und Umkleiden
- Hebe- und Tragetücher für Kinder
- Hebe- und Tragetücher Bariatric
- Hebe- und Tragetücher für die liegende Aufnahme



Ihr direkter Weg zu
den besten Angeboten

Zu finden unter
www.ato-form.com



FACHHÄNDLER
SHOP

HMV 10.46.02.1xxx

Gehwagen Walker



Walker Standard



Walker Maxi



Walker Hoch

...bis 300 kg
Nutzergewicht

...bis 2,2 m
Körpergröße

Mehr Infos direkt durch
diesen QR-Code* oder
auf unserer Homepage:
www.ato-form.com/
Rubrik: Gehen / Gehtrainer

Technische Daten: Walker


		... Standard	... Hoch	... Maxi
Artikelnummer		KA-GW-2000	KA-GW-2010	KA-GW-2050
Länge	cm	75,0	75,0	75,0
Breite	cm	72,0	72,0	87,0
Einstellung der Höhe		per Gasfeder	per Gasfeder	per Gasfeder
Höheberstellung	cm	93,0 – 122,0	104,0 – 134,0	106,0 – 136,0
Armauflagen Außenbreite	cm	64,0 – 77,0	64,0 – 77,0	82,0 – 95,0
Armauflagen Innenbreite	cm	37,0 – 49,0	37,0 – 49,0	55,0 – 68,0
Rollen	mm	100	100	100
Produktgewicht	kg	16,0	20,5	19,5
Max. Belastbarkeit	kg	170,0	170,0	300,0



Alle Modelle können in einem Bereich von 30 cm in der Höhe verstellt werden.



Die Haltegriffe lassen sich seitlich in 2 Positionen einstellen.



Die 5 cm dicken Polsterauflagen können in der Weite verstellt werden.



Technische Daten: Walker

Artikelnummer	Infusionsständer KA-GW-2005	... Handbremse KA-GW-2034	... Elektrisch KA-GW-2100	... Maxi Elektrisch KA-GW-2060
Länge	cm 75,0	75,0	75,0	75,0
Breite	cm 72,0	72,0	72,0	87,0
Einstellung der Höhe	per Gasfeder	per Gasfeder	Elektrisch	Elektrisch
Höheverstellung	cm 93,0 – 122,0	93,0 – 122,0	88,0 – 128,0	90,0 – 130,0
Armauflagen Außenbreite	cm 64,0 – 77,0	64,0 – 77,0	64,0 – 77,0	82,0 – 95,0
Armauflagen Innenbreite	cm 37,0 – 49,0	37,0 – 49,0	37,0 – 49,0	55,0 – 68,0
Rollen	mm 100	100 / 75	100	100
Produktgewicht	kg 17,5	17,5	22,0	26,0
Max. Belastbarkeit	kg 170,0	170,0	170,0	300,0

Walker für den Außenbereich

Die Gehwagen Walker mit Handbremse für den Außenbereich können ebenso wie die Indoor-Modelle nach Verletzungen beziehungsweise Operationen in der Rehabilitation als Gehtrainer aber auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bieten Unterstützung beim Aufstehen vom Stuhl, Bett oder auch einer Parkbank.

Die Vollgummibereifung ist pannensicher, somit hoch belastbar und eignet sich auch für unebene

Wege draußen im Gelände auch abseits geteuerter Wege im Park. So können ältere Personen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität von dem Hilfsmittel profitieren und mit der Familie oder Freunden gemeinsam etwas unternehmen.

Die geländegängigen Gehwagen mit stabilem Rahmen bieten komfortable Unterstützung und Halt für Aktivitäten im Freien. Das Fallrisiko wird erheblich reduziert.



Walker für den Außenbereich		Standard	Maxi	Electric	Maxi electric
Artikelnummer	cm	KA-GW-2022	KA-GW-2055	KA-GW-2110	KA-GW-2066
Länge	cm	75,0	75,0	75,0	75,0
Maximale Breite	cm	72,0	87,0	72,0	87,0
Einstellung der Höhe		Gasfeder	Gasfeder	Elektrisch	Elektrisch
Minimale Höhe	cm	95,0	106,0	88,0	90,0
Maximale Höhe	cm	124,0	136,0	129,0	130,0
Äußerer Abstand Armlehnen	cm	63,0 – 81,0	82,0 – 95,0	64,0 – 77,0	82,0 – 95,0
Innerer Abstand Armlehnen	cm	35,0 – 54,0	55,0 – 68,0	37,0 – 49,0	55,0 – 68,0
Rollen/Räder (vorn/hinten)	mm	150/300	150/300	150/300	150/300
Produktgewicht	kg	19,0	23,5	26,0	29,0
Maximale Belastbarkeit	kg	170,0	300,0	170,0	300,0

Evakuierungshilfen

Evakuierungsmatratten und -tücher

Die S-Cape Evakuierungshilfen sind einfache, schnelle und weitestgehend wartungsfreie Hilfsmittel. Das Material ist jeweils flammhemmend, atmungsaktiv, weich und glatt. TÜV getestet und CE zertifiziert!

S-CAPEPLUS Modelle

- S-CapePlus
- S-Cape Premium
- S-CapeKids
- S-CapePlus – Jugendmodell
- S-CapePlus – Bariatric Modell
- S-CapePlus – aufblasbares Modell

S-CAPEPOD Modelle

- S-CapePod
- S-CapePod Budget
- S-CapePod Bariatric

Ihre Vorteile

- **Einfache Handhabung, wenig Trainingsbedarf**
- Durch die körperschonende Haltung wird das **Verletzungspotenzial** erheblich **reduziert**
- Mit dem Hilfsmittel ist nur **eine Person** für die Evakuierung des Bereichs erforderlich



PRODUKTVIDEO

finden Sie auf unserer Homepage
www.ato-form.com
 bei den einzelnen Produkten
 Rubrik: /Heben, Tragen, Betten /
 Evakuierung



Mehr Infos zu diesen Produkten und den umfangreichen Zubehör finden Sie direkt durch diesen **QR-Code®** oder auf unserer Homepage: www.ato-form.com/
 Rubrik: Heben, Tragen Betten / Evakuierung




HMV 33.40.03.1008 / 1007



Der praktische WC-Sitz-Lift Liftolet Linear



Liftolet mit
Pressalit® Stützklappgriff
(Option)



Liftolet ist eine große Hilfe für Menschen, die Probleme beim Hinsetzen und Aufstehen haben. Liftolet passt auf nahezu alle gängigen Toiletten und stellt keinen Nachteil für Normalbenutzer dar.

Der WC-Sitz-Lift ist für den nachträglichen Einbau konzipiert und entwickelt worden. Ist keine Bodenbefestigung gewünscht, oder der Liftolet ist für den nicht stationären Einsatz vorgesehen, kann der WC-Sitz-Lift optional mit einer Bodenplatte ausgestattet werden. Für die Bodenplatte und die Hubsäulen werden rostfreie Materialien (Aluminiumprofile, Nirosta) verwendet.

Die Hubhöhe beträgt, gemessen von der Oberkante des WC-Beckens aus, 40 cm.

Der Liftolet kann mit unterschiedlichen, für den jeweils individuellen Bedarf ausgeordneten Stützgriffen geliefert werden. Für alle Stützgriffe gilt, sie sind hochklappbar und enthalten die Bedienungsfunktion für den Hebevorgang.

Mehr Infos direkt durch diesen QR-Code* oder auf unserer Homepage: www.ato-form.com/
Heben, Tragen, Betten / Aufstehhilfen

Technische Daten

		Liftolet	Liftolet Schmal
Artikelnummer		LT-1000	LT-1000-S
Hubhöhe der Trägerplatte	cm	40,0	40,0
Hubgeschwindigkeit	mm/s	6,2	7,4
Elektroanschluss		230 V	230 V
Schutzart (Spritzwasserschutz)		IP54	IP65
Abstand zwischen den Stützklappgriffen	cm	59,5	49,6
Gesamtbreite	cm	80,5	59,6
Gesamttiefe	cm	62,0	62,0
Produktgewicht	kg	75,0	40,0
Maximale Belastbarkeit	kg	150,0	150,0

Aufstehhilfe, Toilettensitzlift

HMV 33.40.03.1006

Liftolet Tilty-Duo

Mehr Sicherheit und Würde durch eine unabhängige und sichere Nutzung der Toilette.

Liftolet-Tilty Duo funktioniert wie ein Aufstehsessel. Der Nutzer wird sanft und ruhig in die sitzende oder stehende Position gebracht. Ein physiologisch korrekter Bewegungsablauf unterstützt den Nutzer beim Aufstehprozess. Die Sitzfläche wird während der Höhenverstellung um 25 Grad geneigt und nach vorn gehoben. Der Aufrichtvorgang erfolgt einfach mittels Handbedienung.

Das Hilfsmittel kann werkzeuglos über alle gängigen Toiletten installiert werden und stellt für Normalbenutzer keinen Nachteil dar. Die Höhe des Toilettensitzes oder Bodenunebenheiten werden einfach über die drehbaren Füße angepasst. Auf der Handbedienung befinden sich zwei Tasten, mit denen der Toiletten-Sitz zusammen mit den Stützklappgriffen auf- und abwärts gefahren wird.

Mehr Infos direkt durch diesen **QR-Code*** oder auf unserer Homepage: www.ato-form.com/
Heben, Tragen, Betten / Aufstieghilfen



Liftolet Tilty-Duo mit Akku (Option)

- Benutzerfreundliche Handbedienung
- Sitzfläche, einfach zu reinigen/desinfizieren
- Höhenverstellbare Füße
- Stromlinienförmiges und platzsparendes Design
- Stahl-Rahmen für stabile Sicherheit – Garantiert sicher, zuverlässig und komfortabel
- Reduzierung des Sturzrisikos und Prävention von Verletzungen
- Werkzeuglose Installation und Einstellung der Höhe
- Freistehend, passt auf alle gängigen Toilettenbecken, hängend oder stehend
- Betrieb über Netzstrom oder Akku (Option) möglich



Technische Daten

Liftolet-Tilty Duo

Artikelnummer		LT-1000-TD
Gesamtbreite	cm	63,0
Gesamttiefe	cm	64,2
Sitzbreite	cm	52,5
Sitztiefe	cm	48,4
Neigung der Trägerplatte	Grad	4° bis 25°
Abstand zwischen den Haltegriffen	cm	45,5
Höhe der Haltegriffe	cm	63,1
Schutzart		IPX6
Produktgewicht	Grad	28,0
Maximale Belastbarkeit	kg	155,0



Dusch- und Toilettenstuhl

M2 Multi Tip



Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 Multi Tip bietet mehr Würde für den Patienten und bessere Arbeitsbedingungen für die Helfer.

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 Multi Tip zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität und Platzsparsamkeit aus. Durch seine Wendigkeit und der damit verbundenen Eignung für enge Räume ist er für die Pflege zu Hause, in Krankenhäusern und Pflegeheimen besonders gut geeignet. Er bietet für den Patienten ein hohes Maß an Sicherheit und dem Pfleger ausreichend Platz beim Duschen oder der sonstigen Pflege des Patienten.

Mit der Fernbedienung kann der Dusch- und Toilettenstuhl einfach in der Höhe oder in der Neigung eingestellt werden. Die Höhen- und Kippperstellung ist unabhängig voneinander und stufenlos einstellbar. Er bietet optimale Möglichkeiten in der Einstellung und für die Positionierung des Patienten, individuell nach Bedürfnis für die jeweilige Art der Pflege. Die elektrische Höhenverstellung ermöglicht sehr einfach die optimale Höhe für die Pflege oder für den Toilettengang. Die Neigungsverstellung reicht von 5 Grad nach vorne bis 35 Grad nach hinten. Die Höhe der waagerechten Sitzfläche ist variabel einstellbar von 49 bis 103 cm. Durch die Neigungsverstellung kann an der vorderen Kante eine Höhe von 47 cm erreicht werden.


Mehr Infos direkt durch diesen **QR-Code*** oder auf unserer Homepage: **www.ato-form.com**
/Rubrik:
Bad & WC/Dusch- & Toilettenstühle



Sitzplatte leicht abnehmbar



Option gepolsterte Armlehne



Fußstützen hochklappbar und abschwenkbar



Wartungsfreie Rollen



Abdeckung für Sitzplatte im Lieferumfang

Dusch- und Toilettenstuhl Serie M2 Basic

Das Standardmodell ist mit Armlehnen, die nach oben geschwenkt werden können, ausgerüstet. Das erleichtert den Zugang des Patienten zu diesem Dusch-/Toilettenstuhl. Der Stuhl wird wahlweise mit einem Standard-Sitz oder einem Sitz mit Intimausschnitt geliefert. Die Sitzhöhe ist werkzeuglos in 2-Zentimeter-Intervallen zwischen 44,5 und 56,5 cm einstellbar. Der Stuhl ist für alle gängigen Toilettenmodelle geeignet.

Die Sitzfläche ist mit strapazierfähigem 4,5 cm PU-Schaum weich gepolstert. Die weiteren Polsterteile sind aus 2,5 cm PU-Schaum. Die Sitzfläche ist an der Unterseite mit einer Aufnahme für einen Toiletteneimer (Zubehör) ausgestattet. Des Weiteren kann die Sitzfläche leicht hoch geklappt werden, was die Reinigung oder ein Auswechseln der Sitzfläche vereinfacht. Der Rahmen besteht aus rostfreiem pulverbeschichtetem Edelstahlrohr.

Zum Lieferumfang gehören eine geschlossene Abdeckplatte für den Sitz und höhenverstellbare Fußstützen.

Das Standardmodell wird mit wartungsfreien 100 mm Gummirädern geliefert.



Weitere Modelle oder Modelloptionen

- M2 Flexi Tip
- M2 El Tip
- M2 Gas Tip
- M2 Selbstfahrer
- M2 XXL
- verschiedene Modelle mit elektrisch unterstützten Funktionen
- verschiedene Modelle M2 Mini (für Kinder und kleine Erwachsene)

Dusch- und Toilettenstuhl reHAB-care® Serie ErGo



ErGo Tilt 4000
mit elektrischer
Höhen- und
Neigungsverstellung

Die Duschstühle der Serie ErGo entsprechen allen hygienischen Anforderungen. Durch ein Minimum an horizontalen Flächen wird der Zeitaufwand für die Reinigung gering gehalten. Das Wasser kann gut ablaufen.

Mit der geringen Stellfläche beanspruchen sie nur wenig Platz. Die Bedienung der Hilfsmittel ist sehr einfach.

Die Sitzplatte ist mit einer Aufnahme für einen Toiletteneimer ausgestattet.

Die Armauflagen können in der Höhe verstellt und für den einfachen Zugang nach oben geklappt werden.

Die Rückenlehne besteht aus Skai. Ausgestattet mit Klettbändern, kann sie in der Tiefe verstellt werden.

Die stabilen Fußstützen sind höhenverstellbar und lassen sich für den leichteren Zugang wegschwenken.

Die Dusch- und Toilettenstühle sind widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel wie Alkohol oder Chlor und können maschinell gewaschen werden.

Für die Reihe der Dusch- und Toilettenstühle ErGo gibt es ein umfangreiches Angebot an Zubehör, mit welchem Sie das Hilfsmittel entsprechend den Erfordernissen bzw. den körperlichen Besonderheiten des Nutzers anpassen können.



ErGo Selpro 1500
mit 24-Zoll-Antriebsrädern

Mehr Infos direkt durch diesen QR-Code* oder auf unserer Homepage:
www.ato-form.com

/Rubrik: Bad und WC /
Dusch- und Toilettenstühle

Der ErGo Tilt 5000 „XL“ hat eine Sitzbreite von 60,0 cm. Er ist für Nutzer entwickelt, die ein bisschen mehr Platz brauchen.

Die Belastbarkeit liegt hier bei 200 kg.

Der Abstand zwischen den Armlehnen liegt bei dem ErGo Tilt 6000 „Mini“ bei ca. 35 cm. Dieser Dusch- und Toilettenstuhl ist für schmalere Nutzer geeignet.



ErGo Tilt 5000

Bei allen drei Modellen liegt die Neigung der Sitzfläche bei -5 / +30 Grad



Dusch- und Toilettenstuhl **ErGo-Opti**

Multifunktionseller Dusch- und Toilettenstuhl. Die Sitzkantung lässt sich bis zu 30 Grad einstellen. Anschließend neigt sich die Rückenlehne weiter, bis der Nutzer sich in der Liegeposition befindet. Das vereinfacht dem Pflegepersonal das Umkleiden, weil der Nutzer nicht mehr auf der Sitzfläche sitzt. Die komplette Sitzereinheit bewegt sich bei der Neigungsverstellung nach vorne, sodass der Schwerpunkt in der Mitte des Stuhls bleibt. Alle Einstellungen werden mit einer Handbedienung vorgenommen.

Die Belastbarkeit liegt hier bei 200 kg.

Mobiler Wickeltisch Serie CareWell® **MobiCare**



Mehr Infos direkt durch diesen
QR-Code* oder auf unserer
Homepage: www.ato-form.com

/Rubrik: Bad & WC / Wickeln und Duschen

Unsere mobile Umkleidebank ist leicht und wendig zu manövrieren. Es ist keine Installation erforderlich. Die Höhenverstellung erfolgt per wiederaufladbarem Akku. Der Wickeltisch kann aber auch an die Netzstromversorgung angeschlossen werden. Das Seitengitter lässt sich exzellent unterhalb der Liegefläche schwenken.

Der Wickeltisch ist in einem weiten Bereich höhenverstellbar und kann optimal an eine sichere und geeignete Arbeitshöhe des Pflegepersonals angepasst werden. Die niedrige Einstiegshöhe ermöglicht es dem Nutzer auch aus der sitzenden Position (z. B. aus dem Rollstuhl) auf die Liegefläche des Wickeltisches zu wechseln. Die Unterfahrhöhe erlaubt ein einfaches Herranfahren mit dem Lifter oder einem anderen Hilfsmittel.

Das Hilfsmittel ist mit pflegeleichten Doppel-Kunststoffrollen und einem praktischen Papierrollenhalter ausgestattet. Das Grundgerüst besteht aus pulverbeschichtetem, rostfreiem Edelstahl. Die Liegefläche aus Skai ist pflegeleicht zu reinigen oder zu desinfizieren.

Der Wickeltisch kann sowohl in trockenen als auch in feuchten Räumen oder am Pool eingesetzt werden. Er ist spritzwassergeschützt mit der Schutzart IPX 6.

Wählen Sie eine von zwei Ausführungen – pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl. Das Produkt ist in vier Größen und in zwei Farben erhältlich.



Praktischer Papierrollenhalter und einfache übersichtliche Handbedienung.



Wartungsfreie Kunststoffrollen und Antrieb per wiederaufladbarem Akku.



Techn. Daten: MobiCare		1400	1600	1800	HD 2000
Länge der Liegefläche	cm	140,0	160,0	180,0	200,0
Breite der Liegefläche	cm	75,0	75,0	75,0	96,0
Breite inklusive Seitengitter	cm	85,5	85,5	85,5	105,5
Höhe der Liegefläche	cm	43,5 bis 90,5	43,5 bis 90,5	43,5 bis 90,5	55,5 bis 90,5
Breite der Seitengitter	cm	140,7	140,7	140,7	160,7
Höhe der Seitengitter	cm	16,5	16,5	16,5	20,0
Radabstand (Länge)	cm	108,0	108,0	108,0	140,0
Radabstand (Breite)	cm	54,0	54,0	54,0	63,0
Höhe Fahrgestell	cm	18,9	18,9	18,9	19,5
Schutzklasse		IPX 6	IPX 6	IPX 6	IPX6
Maximales Nutzergewicht	kg	225,0	225,0	225,0	500,0
Produktgewicht	kg	86,0	88,0	90,0	100,0

Badeliege

Sowohl die Badeliege Akvolito als auch die Badesitze Akvosego und Nono sind detailliert durchdachte Lösungen bei der Pflege körperlich beeinträchtigter Kinder oder Heranwachsender.

Die Badehilfen bestehen aus einem soliden, wasserresistenten Aluminium-Rahmen. Ein Schaumgummiüberzug schützt die Oberfläche der Badewanne.

Die Konstruktion des Rahmens ermöglicht es, mittels der Rastergelenke, den Neigungswinkel der einzelnen Bereiche – Fußstütze, Sitzfläche, Rückenlehne und Kopfstütze – optimal auf die Bedürfnisse und körperlichen Besonderheiten des pflegebedürftigen Kindes oder Heranwachsenden sehr leicht einzustellen. Des Weiteren ist beim Badesitz Akvosego die Sitzfläche in der Höhe und in der Neigung variabel



Einfache Verstellung durch Rastergelenke



In der Breite verstellbare Kopfstütze

Akvolito

Technische Daten

Akvolito		Gr. Baby	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2 mini	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Farbe		Grün	Blau	Grün	Rot	Orange	Blau	Schwarz
Breite der Liegefläche	cm	26	26	31	26	31	36	41
Sitztiefe	cm	–	22	25	28	28	33	35
Höhe der Kopfstütze	cm	–	19	22	26	26	30	33
Rückenhöhe	cm	–	28	33	37	37	43	50
Länge der Fußstütze	cm	–	24	28	31	31	36	41
Neigung Rückenlehne	Grad	0° – 180° (Intervalle 15 Grad)						
Neigung Fußstütze	Grad	90° – 180° (Intervalle 15 Grad)						
Gesamthöhe	cm	18 – 51	24 – 57	24 – 63	26 – 68	26 – 68	27 – 75	27 – 81
Gesamtlänge (Liegefläche)	cm	74 – 82	68 – 97	76 – 113	87 – 124	87 – 124	97 – 145	107 – 164
Gesamtbreite	cm	35	35	40	35	45	50	50
Produktgewicht	kg	2,2	3,0	3,6	3,4	3,8	4,4	4,0
Max. Belastbarkeit	kg	25	30	50	50	60	70	80

HMV 04.40.04.1xxx

Akvoasego

Badesitz

und stufenlos verstellbar. Die flexiblen Verstellmöglichkeiten des Badesitzes sind z.B. beim Haare waschen des kleinen Pflegebedürftigen sehr hilfreich.

Die Auflage ist aus wasserresistentem Polyesternetzgewebe gefertigt. Die Spannung des Netzgewebes kann einfach variiert werden.

Das robuste Gestell aller drei Modelle ermöglicht auch eine Verwendung im Sandkasten oder am Strand.

Indikationen:

- Hemiplegien
- Paraplegien
- Tetraplegien
- Und viele andere

Akvoasego

HMV 04.40.04.1xxx

Nono

Badesitz

Nono



Technische Daten

Akvoasego		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Farbe		Blau	Grün	Orange	Blau
Breite der Liegefläche	cm	42	42	45	50
Sitztiefe	cm	23–28	28–33	32–40	37–50
Höhe Kopfstütze	cm	16	16	19	23
Rückenhöhe	cm	31	40	44	50
Neigung Rückenlehne	Grad	0° – 180° (Intervalle 15 Grad)			
Länge der Fußstütze	cm	26	31	36	41
Neigung der Fußstütze	Grad	90° – 180° (Intervalle 15 Grad)			
Sitzhöhe	cm	11–44	11–44	13–49	15–54
Gesamthöhe	cm	80	85	96	113
Gesamtlänge	cm	70	75	91	97
Produktgewicht	kg	4,0	4,5	5,0	8,0
Max. Belastbarkeit	kg	25	30	50	75

Technische Daten

Nono		Gr. 1	Gr. 2
Farbe		Rot	Blau
Breite d. Sitzfläche	cm	37,5	37,5
Sitztiefe	cm	31	31
Rückenhöhe	cm	45	58
Neigung d. Rückenlehne			
(Intervalle 15 Grad)	Grad	0° – 180°	
Gesamthöhe	cm	49	59
Gesamtbreite	cm	40	40
Gesamttiefe	cm	65	65
Produktgewicht	kg	2,0	2,5
Max. Belastbarkeit		60,0	75,0



Duschwagen

Paediatric, Standard für Erwachsene, Schwerlast



Die Duschwagen von Chinesport – für die Pflege zu Hause oder im Heim.

Ein unentbehrlicher Helfer beim Transport und bei der Hygiene. Der Nutzer kann hier ohne, oft schwieriges, Umsetzen in eine Badewanne in liegender Position gewaschen und geduscht werden.

Der komplette Rahmen ist zur Sicherung des Korrosionsschutzes mit einer KTL-Lackierung versehen.

Die Liegefläche aus feuerfestem, antibakteriellem und leicht zu reinigendem ABS-Kunststoff, ist mechanisch hochresistent. Die Auflage ist nahtlos elektronisch verschweißt und für den schnellen Wasserabfluss mit einer Drainage versehen. Die Füllung besteht aus hochdichtem Polyeserschäum. Hohe Seitenwände schützen während des Waschens vor Wasserspritzen.

Beidseitige Schutzgitter, Schrauben, interne Rollenkleinteile usw. sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Die seitlichen Schutzgitter sind mit einer Hand komplett abklappbar und erleichtern somit die Umlagerung des Pflegebedürftigen. Mit einer Gesamtbreite von nur 78 bis maximal 86 cm kann dieser Duschwagen auch bei engen Durchgängen, wie z. B. Türen, eingesetzt werden.

Mittels Betätigung einer Gasfeder kann die Liegefläche geneigt und damit der Abfluss des Wassers erleichtert werden. Der Wasserabflussschlauch des Duschwagens ist 150 cm lang und hat damit eine hohe Reichweite. Das Wasser kann so gezielt abgelassen werden.

Der Duschwagen wird in drei Modellen, je nach Körpergröße und Gewicht sowie mit verschiedenen Optionen angeboten.

Bei der Höhen- und Neigungsverstellung können Sie zwischen hydraulisch und elektrisch wählen.

Bei den Fahrrollen bieten wir 125 mm Rollen, jeweils mit Feststellbremse oder Fahrrollen mit einem Durchmesser von 150 mm mit Zentralbremssystem an. Ein Richtungsfeststeller begünstigt den Transport.

Weitere verschiedene Optionen wie unterschiedliche Breiten, Neigungsverstellung, Funktionalität der Seitengitter oder Verstellbarkeit des Kopfteils, sind abhängig vom Modell, wählbar.

Gesondert bestellbar ist als Zubehör ein Keilkissen oder ein Nackenstützkissen (halbrund) zur Kopfablage.



Viele weitere Informationen zu dieser Produktserie finden Sie auf unserer Homepage www.ato-form.com oder hier:

Duschwagen Paediatric	Standard Duschwagen	Schwerlast Duschwagen
--------------------------	------------------------	--------------------------



Themenprospekte von ATO FORM

SITZHILFEN

- Therapie- und Sitzhilfen
- Rollstuhl- und Rollstuhlgeländer
- Greifhilfen und Greifhilfsmittel
- Diaperschutz, Greifhilfsmittel
- Positionierungshilfen



STEHhilfen

- vision / vision junior
- vision / vision junior / baby up
- vision / vision junior / vision
- vision / vision junior / vision
- vision / vision junior / vision
- vision / vision junior / vision



HEBEN UND TRAGEN

- Aufstehhilfe Vita-Lift®
- Patientenhebe- und -lagerhilfen
- Mini / XL / EE / King / Classic
- Zubehör - Tragelücken - Gurte
- WC-Sitz-Lift®



AQUATHERAPIE

- Startplatz Aqua
- Startplatz Aqua - Aquatherapie
- Startplatz Aqua - Aquatherapie
- Startplatz Aqua - Aquatherapie
- Startplatz Aqua - Aquatherapie
- Startplatz Aqua - Aquatherapie



PATIENTENPFLEGE

- Aufsteh- und Umsitzhilfen
- Gehwagen
- Pflegebetten & Zubehör
- Dekubitusprophylaxe
- Evakuierungshilfen



THERAPIELIEGEN

ato form gmbh
...mehr Lust am Leben



DUSCH- UND TOILETTENSTÜHLE M2

ato form
...mehr Lust am Leben



Kopfschutz

- Kopfschutzkappe
- Kopfschutzkappe



ato form

...mehr Lust am Leben



ato form

...mehr Lust am Leben



ato form

...mehr Lust am Leben



LEITFADEN

ato form
...mehr Lust am Leben



Kostenfreier
Prospektversand

ato form gmbh
...mehr Lust am Leben



ato-form.com

Telefon 06093 944-0 • Fax: 06093 944-444
info@ato-form.com