

Kopfschutzversorgung der Serie Starlight® Generation

Name/Firma

Anonymisierte Kommission

Die Kopfmaße bestimmen Sie, indem Sie ein flexibles Maßband (schmales Schneiderband) gemäß der unten abgebildeten Skizzen anlegen.



Weitere Hinweise zur richtigen Maßnahme für Ihren Kopfschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.ato-form.com/de/kopfschutz oder über diesen QR-Code.




Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Formulars

Der Anpassbogen ist nur gültig in Verbindung mit einem vollständig ausgefüllten Bestellbogen.

**Nur für Modelle
Starlight®
Generation*!**

Allgemeine Maßangaben



*Schädelansatz

Abb. 1

1 _____ cm
(Kopfumfang Augenbraunhöhe über unteren Ansatz Schädel)

2 _____ cm
(Mitte zwischen Augenbrauen bis Unterkante Schädelansatz)
Achtung! Das B-Maß ist häufig 6 – 10 cm länger als das C-Maß.

3 _____ cm
(Quer über den Kopf - von A-Maßlinie bis A-Maßlinie)

4 _____ cm
(Unter dem Kinn entlang - von A-Maßlinie bis A-Maßlinie)

Anmerkungen

*Dieser Anpassbogen ist nur in Verbindung mit folgenden Modellen der Serie Starlight® Generation zu verwenden: Filzmütze, Basecap, Bommelmütze, Filzkappe, Damen- oder Herrenhut.

Anschrift/Stempel oder Kunden-Nummer:

Name/Firma

Straße/Haus-Nr.

PLZ/Ort

Kunden-Nr.

Datum/Unterschrift